

BASE CABINETS

MÓDULOS INFERIORES
ARMOIRES INFÉRIEURES



BASE CABINETS

Base laboratory cabinets for placing under benches. The height of the furniture varies according to the height of the benches. The laboratory furniture is used for storing equipment and storing chemical substances in accordance with EN 14727.

Safe storage and organization is one of the most important requirements in a laboratory. The best location for such is precisely close to the work surface, although space is often reduced. In this sense, Industrial Laborum has designed base cabinets, with several standard dimensions, maximizing the work area: they serve as support for countertops, for the storage of permanent use material or for active storage.

All furniture is designed individually but always integrated into a modular system. In this process, other criteria are also considered:

- maximum storage space;
- easily cleaned and decontaminated surfaces;
- maximum security;
- greater mobility and adaptability
- chemical, impact and tiredness resistance;
- care in the constructive details and finishings;
- high structural and dimensional stability;
- protection and / or reinforcement of fragile points.

Furniture with SEFA 8 certification, designed and manufactured according to **EN 14056** - Laboratory Furniture - Design and Installation Recommendations; **EN 14727** - Laboratory Furniture - Storage Units for Laboratory - Requirements and Test Methods.

MODULOS INFERIORES

Móveis inferiores de laboratório para colocação sob bancadas com estrutura. A altura dos móveis varia de acordo com a altura das bancadas. O mobiliário de laboratório é utilizado para arrumação de equipamentos e armazenamento de substâncias químicas, em conformidade com a norma EN 14727. A arrumação e organização em segurança são um dos requisitos mais importantes num laboratório. A melhor localização para tal, é precisamente perto da superfície de trabalho, ainda que o espaço seja muitas vezes reduzido. Neste sentido, a Industrial Laborum projectou móveis inferiores, com várias dimensões standard, rentabilizando ao máximo a área de trabalho: servem de apoio às bancadas, destinando-se ao armazenamento de material de uso permanente ou para arquivo activo. Todos os móveis são projectados individualmente, mas sempre integrados num sistema modular. Neste processo, são considerados, ainda, outros critérios:

- máximo espaço útil de armazenamento;
- superfícies de fácil limpeza e descontaminação;
- máxima segurança;
- maior mobilidade e adaptabilidade
- resistência química, impacto e fadiga;
- cuidado nos pormenores construtivos e nos acabamentos;
- elevada estabilidade estrutural e dimensional;
- protecção e/ou reforço dos pontos considerados frágeis.

Móveis com certificação SEFA 8, projetados e fabricados de acordo com as normas **EN 14056** – Mobiliário de Laboratório – Recomendações de Projecto e Instalação; **EN 14727** – Mobiliário de Laboratório - Unidades de Arrumação para Laboratório – Requisitos e Métodos de Teste.

MODULES INFÉRIEURS


Meubles inférieurs de laboratoire à placer sous paillasses avec structure. La hauteur du meuble varie en fonction de la hauteur des paillasses. Le mobilier de laboratoire est utilisé pour stocker le matériel et les substances chimiques conformément à la norme EN 14727. Le rangement et l'organisation en conditions sécuritaires sont les demandes les plus importantes dans un laboratoire. Le meilleur endroit pour celui là précisément à proximité de la surface de travail, même quand l'espace est très réduit. Dans ce sens, ILI a prévu des meubles inférieurs avec de diverses dimensions standard, pour maximiser l'espace de travail: ces meubles servent come appui aux paillasses, se destinent au stockage de matériel d'utilisation permanente ou pour archive active. Tous les meubles sont conçus individuellement, mais toujours intégrés dans un système modulaire. Dans ce processus il est aussi tenu en compte:

- le maximum d'espace utile de stockage;
- surfaces de nettoyage et désinfection facile;
- sécurité maximum;
- plus grande mobilité et adpaptabilité;
- résistance chimique, impact et usure;
- prende soin de détails constructifs et finitions;
- haute stabilité structurelle et dimensionelle;
- protection/renforcement des points considérés fragiles.

Meubles certifiés SEFA 8, conçus et fabriqués conformément à la norme **EN 14056** - Mobilier de laboratoire - Recommandations de conception et d'installation; **EN 14727** - Mobilier de laboratoire - Unités de stockage pour laboratoire - Exigences et méthodes d'essai.

BASE CABINETS

MÓDULOS INFERIORES
MODULES INFÉRIEURS



BASE CABINETS

Industrial Laborum presents five (5) differentiated lines of under bench storage, suspended fixed furniture, suspended sliding cabinets , with plinth, closed or open (tubular) and finally mobile furniture. All module lines are designed to fit into the different workbench lines that are presented by Industrial laborum at the exception of the suspended sliding modules line that can only be applied to "C" or "F" structures and are not applicable to all the other structures.

The under bench modules have different configurations, with one (1) or two (2) doors, with one (1) door and one (1) drawer, two (2) doors and two (2) drawers, four (4) drawers, three (3) drawers (except the sliding line), with a tilting door (except mobile line) and corner modules (closed or open plinth lines only).

All lines and modules can be integrally constructed in melamine facing particleboard, in steel sheet coated with epoxy-polyester resins or in stainless steel, as optional changes can be made to the front of the modules, which can be in compact laminate or with another material mentioned above. With good mechanical resistance, structural and dimensional stability, high resistance to corrosion, construction with imperceptible joints, and homogeneous surfaces to prevent the accumulation of contaminants and to facilitate cleaning.

MÓDULOS INFERIORES

A Industrial Laborum apresenta (cinco) 5 linhas diferenciadas de armagem sobre bancada: Móveis suspensos fixos, suspensos deslizantes, com rodapé fechado, com rodapé aberto (tubular) e, por último, móveis rodados. Todas as linhas de módulos são projetadas para assentarem nas diferentes linhas de bancadas que são apresentados pela Industrial Laborum, à exceção da linha de módulos suspensos deslizantes que apenas podem ser aplicados nas estruturas em "C" ou em "F", não sendo aplicáveis a todas as outras estruturas.

Os módulos inferiores apresentam diferentes configurações, com uma (1) ou duas (2) portas batentes, com uma (1) porta e uma (1) gaveta, duas (2) portas e duas (2) gavetas, de quatro (4) gavetas, três (3) gavetas (exceptuando a linha de suspensos deslizantes), com porta basculante (excetuando a linha de módulos rodados) e módulos de canto (apenas nas linhas com rodapé, fechado ou aberto).

Todas as linhas e módulos podem ser contruídos integralmente em aglomerado revestido a melamina orleado a pvc, em chapa de aço revestida a resinas epóxi-poliéster ou em aço inoxidável, como opcional podem ser feitas alterações às frentes dos módulos, podendo ser em compacto fenólico ou em outro material acima referido. Com boa resistência mecânica e estabilidade estrutural e dimensional, elevada resistência à corrosão, construção com juntas impercetíveis, e superfícies homogêneas para prevenir a acumulação de contaminantes e facilitar a limpeza.

MODULES INFÉRIEURS

Industrial Laborum présente (cinq) 5 lignes différenciées de rangements sous pailasse, meubles suspendus fixes, suspendus coulissants, avec plinthes fermées, plinthes ouvertes (tubulaires) et meubles sur roulettes. Toutes les lignes de modules sont conçues pour s'intégrer aux différentes lignes d'établissements présentées par Industrial laborum à la fin de la ligne de modules suspendus coulissants qui ne peuvent être appliquées qu'aux structures "C" ou "F" et ne sont pas applicables à tous les autres structures.

Les modules inférieurs ont différentes configurations, avec une (1) ou deux (2) portes, avec une (1) porte et une (1) tiroir, deux (2) portes et deux (2) tiroirs, quatre (4) tiroirs, trois (3) tiroirs (sauf ligne de modules suspendus coulissants), avec porte battante (sauf ligne de modules sur roulettes) et les modules d'angle (seulement ligne avec plinthe, fermées ou ouverte).


Toutes les lignes et tous les modules peuvent être intégralement construits en revêtement mélaminé revêtu de PVC, en tôle d'acier revêtu de résines époxy-polyester ou en acier inoxydable, des modifications pouvant être apportées à l'avant des modules, qui peuvent être en version phénolique compacte ou combinée, dans un autre matériau mentionné ci-dessus. Avec une bonne résistance mécanique et une stabilité structurelle et dimensionnelle, une résistance élevée à la corrosion, une construction avec des joints imperceptibles et des surfaces homogènes pour empêcher l'accumulation des contaminants et faciliter le nettoyage.



Evolution Advanced


Drawers
Gavetas
Tiroirs

Slide Evolution
Corrediça Evolution
Glissière Evolution




Doors
Portas
Portes

Hinge Evolution with opening up to 170°
Dobradiça Evolution com abertura até 170°
Charnière Evolution avec ouverture jusqu'à 170°



Handle
Puxador
Poignée

Handle with 320mm and 160mm in stainless steel and 160mm in painted metal.
Puxador com 320mm e 160mm em aço inox e de 160mm em metal pintado.
Poignée avec 320mm et 160mm en acier inoxydable et 160mm en métal peint.




Casters
Rodízios
Roulettes

Caster Evolution
Rodízio Evolution
Roulette Evolution



Drawers
Gavetas
Tiroirs

Slide Advanced - *soft-closer*
Corrediça Advanced - *soft-closer*
Glissière Advanced - *soft-closer*




Doors
Portas
Portes

Hinge Advanced with opening up to 170°
Dobradiça Advanced com abertura até 170°
Charnière Advanced avec ouverture jusqu'à 170°




Handle
Puxador
Poignée

Handle with 320mm and 160mm in powder coated aluminum.
Puxador com 320mm e 160mm em alumínio revestido a pó de resinas epóxi-poliéster.
Poignée avec 320mm et 160mm en aluminium enduit.




Casters
Rodízios
Roulettes

Caster Advanced
Rodízio Advanced
Roulette Advanced




Suspended cabinets

Móveis suspensos
Meubles suspendus




Sliding suspended cabinets

Móveis suspensos deslizantes
Meubles suspendus coulissants




Closed plinth cabinets

Móveis de rodapé fechado
Meubles de plinthe fermé




Open plinth cabinets (tubular)

Móveis de rodapé aberto (tubular)
Meubles de plinthe ouvert (tubulaire)



Mobile cabinets

Móveis rodados
Meubles sur
roulettes




MATERIAIS E CODIFICAÇÃO MATÉRIEL ET CODIFICATION


Móveis suspensos
Meubles suspendus



Side View
Vista Lateral
Vue Latérale



Móvel para bancada
de 900mm de altura
Meubles pour Paillasse
de 900 mm d'hauteur




Móvel para bancada
de 750 mm de altura
Meubles pour Paillasse
de 750 mm d'hauteur

MATERIAIS E CODIFICAÇÃO
MATÉRIEL ET CODIFICATION

Móveis suspensos deslizantes
Meubles suspendus coulissants



Side View



Móvel para bancada
de 900mm de altura.

Meubles pour Paillasse
de 900 mm d'hauteur.

Cabinet sliding action
Deslizamento dos móveis
Glissement de meubles



MATERIALS AND CODIFICATION

MATERIAIS E CODIFICAÇÃO
MATÉRIEL ET CODIFICATION

Closed plinth cabinets

Móveis de rodapé fechado
Meubles de plinthe fermé

4 drawers

4 gavetas
4 tiroirs

1 door

1 porta
1 porte

2 doors

2 portas
2 portes

1 door

1 drawer
1 porta 1 gaveta
1 porte 1 tiroir

2 doors

2 drawers
2 portas 2 gavetas
2 portes 2 tiroirs

3 drawers

3 gavetas
3 tiroirs

1 door

1 porta
1 porte

2 doors

2 portas
2 portes

1 tilting door


1 porta basculante
1 porte battante

Corner cabinet

Módulo de Canto
Meuble d'angle


Side View

Vista Lateral
Vue Latérale



Furniture for bench
of 900 mm height

Móvel para bancada
de 900mm de altura.
Meubles pour Pailasse
de 900 mm d'hauteur



Furniture for bench
of 750 mm height


Móvel para bancada
de 750 mm de altura.
Meubles pour Pailasse
de 750 mm d'hauteur

Upper View

Vista Superior
Vue du Haut

Corner cabinet

Móvel de canto
Meubles d'angle



MELAMINE
MELAMINA
MELAMINE



STAINLESS STEEL
AÇO INOXIDÁVEL
ACIER INOXYDABLE



SHEET STEEL
CHAPA DE AÇO
TÔLE D'ACIER



L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
450x500x785	303-0001	303-0058	328-0001	328-0058	353-0001	353-0058
500x500x785	303-0002	303-0059	328-0002	328-0059	353-0002	353-0059
600x500x785	303-0003	303-0060	328-0003	328-0060	353-0003	353-0060
900x500x785	303-0004	303-0061	328-0004	328-0061	353-0004	353-0061
1000x500x785	303-0005	303-0062	328-0005	328-0062	353-0005	353-0062
1200x500x785	303-0055	303-0112	328-0311	328-0321	353-0286	353-0321
L.450x500x785	303-0006	303-0063	328-0006	328-0063	353-0006	353-0063
L.500x500x785	303-0007	303-0064	328-0007	328-0064	353-0007	353-0064
L.600x500x785	303-0008	303-0065	328-0008	328-0065	353-0008	353-0065
R.450x500x785	303-0009	303-0066	328-0009	328-0066	353-0009	353-0066
R.500x500x785	303-0010	303-0067	328-0010	328-0067	353-0010	353-0067
R.600x500x785	303-0011	303-0068	328-0011	328-0068	353-0011	533-0068
900x500x785	303-0024	303-0081	328-0024	328-0081	353-0024	353-0081
1000x500x785	303-0025	303-0082	328-0025	328-0082	353-0025	353-0082
1200x500x785	303-0026	303-0083	328-0026	328-0083	353-0026	353-0083
L.450x500x785	303-0018	303-0075	328-0018	328-0075	353-0018	353-0075
L.500x500x785	303-0019	303-0076	328-0019	328-0076	353-0019	353-0076
L.600x500x785	303-0020	303-0077	328-0020	328-0077	353-0020	353-0077
R.450x500x785	303-0021	303-0078	328-0021	328-0078	353-0021	353-0078
R.500x500x785	303-0022	303-0079	328-0022	328-0079	353-0022	353-0079
R.600x500x785	303-0023	303-0080	328-0023	328-0080	353-0023	353-0080
900x500x785	303-0030	303-0087	328-0030	328-0087	353-0030	353-0087
1000x500x785	303-0031	303-0088	328-0031	328-0088	353-0031	353-0088
1200x500x785	303-0032	303-0089	328-0032	328-0089	353-0032	353-0089

L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
450x500x635	303-0035	303-0092	328-0035	328-0092	353-0035	353-0092
500x500x635	303-0036	303-0093	328-0036	328-0093	353-0036	353-0093
600x500x635	303-0116	303-0115	328-0286	328-0233	353-0291	353-0295
900x500x635	303-0154	303-0151	328-0291	328-0312	353-0309	353-0312
1000x500x635	303-0155	303-0152	328-0309	328-0313	353-0310	353-0313
1200x500x635	303-0156	303-0153	328-0310	328-0314	353-0311	353-0314
L.450x500x635	303-0037	303-0094	328-0037	328-0094	353-0037	353-0094
L.500x500x635	303-0038	303-0095	328-0038	328-0095	353-0038	353-0095
L.600x500x635	303-0039	303-0096	328-0039	328-0096	353-0039	353-0096
R.450x500x635	303-0040	303-0097	328-0040	328-0097	353-0040	353-0097
R.500x500x635	303-0041	303-0098	328-0041	328-0098	353-0041	353-0098
R.600x500x635	303-0042	303-0099	328-0042	328-0099	353-0042	353-0099
900x500x635	303-0049	303-0106	328-0049	328-0106	353-0049	353-0106
1000x500x635	303-0050	303-0107	328-0050	328-0107	353-0050	353-0107
1200x500x635	303-0051	303-0108	328-0051	328-0108	353-0051	353-0108

L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
500x500x785	303-0056	303-0113	328-0056	328-0113	353-0056	353-0113
600x500x785	303-0057	303-0114	328-0057	328-0114	353-0057	353-0114

L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
L.780x780x785	303-0033	303-0090	328-0033	328-0090	353-0332	353-0232
L.780x780x635	303-0118	303-0120	328-XXXX	328-0323	353-0342	353-0322
R.780x780x785	303-0034	303-0091	328-0034	328-0091	353-0333	353-0233
R.780x780x635	303-0117	303-0119	328-XXXX	328-0322	353-0343	353-0323

*Length x Width x Height
*Comprimento x Largura x Altura
*Longueur x Largeur x Hauteur

L. - Open to the Left
- Abertura para a Esquerda
- Ouvert à Gauche

R. - Open to the Right
- Abertura para a Direita
- Ouvert à Droite

Furniture for bench
of 900 mm height

Móvel para bancada
de 900mm de altura.
Meubles pour Pailasse
de 900 mm d'hauteur

Furniture for bench
of 750 mm height

Móvel para bancada
de 750 mm de altura.
Meubles pour Pailasse
de 750 mm d'hauteur

Corner cabinet

Móvel de canto
Meubles d'angle

MATERIALS AND CODIFICATION

MATERIAIS E CODIFICAÇÃO
MATÉRIEL ET CODIFICATION

MELAMINE
MELAMINA
MELAMINE



STAINLESS STEEL
AÇO INOXIDÁVEL
ACIER INOXYDABLE



SHEET STEEL
CHAPA DE AÇO
TÔLE D'ACIER



Open plinth cabinets (tubular)

Móveis de rodapé aberto (tubular)
Meubles de plinthe tubulaire

4 drawers

4 gavetas
4 tiroirs

1 door

1 porta
1 porte

2 doors

2 portas
2 portes

1 door

1 drawer
1 porta 1 gaveta
1 porte 1 tiroir

2 doors

2 drawers
2 portas 2 gavetas
2 portes 2 tiroirs

3 drawers

3 gavetas
3 tiroirs

1 door

1 porta
1 porte

2 doors

2 portas
2 portes

1 tilting door


1 porta basculante
1 porte battante

Corner cabinet

Módulo de Canto
Meuble d'angle


Side View

Vista Lateral
Vue Latérale



Furniture for bench
of 900 mm height

Móvel para bancada
de 900mm de altura.
Meubles pour Pailasse
de 900 mm d'hauteur



Furniture for bench
of 750 mm height

Móvel para bancada
de 750 mm de altura.
Meubles pour Pailasse
de 750 mm d'hauteur

Corner cabinet

Móvel de canto
Meubles d'angle

L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
450x500x785	304-0001	304-0058	329-0001	329-0058	354-0001	354-0058
500x500x785	304-0002	304-0059	329-0002	329-0059	354-0002	354-0059
600x500x785	304-0003	304-0060	329-0003	329-0060	354-0003	354-0060
900x500x785	304-0004	304-0061	329-0004	329-0061	354-0004	354-0061
1000x500x785	304-0005	304-0062	329-0005	329-0062	354-0005	354-0062
1200x500x785	304-0055	304-0112	329-0421	329-0321	354-0421	354-0321
L.450x500x785	304-0006	304-0063	329-0006	329-0063	354-0006	354-0063
L.500x500x785	304-0007	304-0064	329-0007	329-0064	354-0007	354-0064
L.600x500x785	304-0008	304-0065	329-0008	329-0065	354-0008	354-0065
R.450x500x785	304-0009	304-0066	329-0009	329-0066	354-0009	354-0066
R.500x500x785	304-0010	304-0067	329-0010	329-0067	354-0010	354-0067
R.600x500x785	304-0011	304-0068	329-0011	329-0068	354-0011	534-0068
900x500x785	304-0024	304-0081	329-0024	329-0081	354-0024	354-0081
1000x500x785	304-0025	304-0082	329-0025	329-0082	354-0025	354-0082
1200x500x785	304-0026	304-0083	329-0026	329-0083	354-0026	354-0083
L.450x500x785	304-0018	304-0075	329-0018	329-0075	354-0018	354-0075
L.500x500x785	304-0019	304-0076	329-0019	329-0076	354-0019	354-0076
L.600x500x785	304-0020	304-0077	329-0020	329-0077	354-0020	354-0077
R.450x500x785	304-0021	304-0078	329-0021	329-0078	354-0021	354-0078
R.500x500x785	304-0022	304-0079	329-0022	329-0079	354-0022	354-0079
R.600x500x785	304-0023	304-0080	329-0023	329-0080	354-0023	354-0080
900x500x785	304-0030	304-0087	329-0030	329-0087	354-0030	354-0087
1000x500x785	304-0031	304-0088	329-0031	329-0088	354-0031	354-0088
1200x500x785	304-0032	304-0089	329-0032	329-0089	354-0032	354-0089

L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
450x500x635	304-0035	304-0092	329-0035	329-0092	354-0035	354-0092
500x500x635	304-0036	304-0093	329-0036	329-0093	354-0036	354-0093
600x500x635	304-0136	304-0115	329-0412	329-0295	354-0495	354-0295
900x500x635	304-0154	304-0151	329-0413	329-0312	354-0412	354-0312
1000x500x635	304-0155	304-0152	329-0414	329-0313	354-0413	354-0313
1200x500x635	304-0156	304-0153	329-0421	329-0314	354-0414	354-0314
L.450x500x635	304-0037	304-0094	329-0037	329-0094	354-0037	354-0094
L.500x500x635	304-0038	304-0095	329-0038	329-0095	354-0038	354-0095
L.600x500x635	304-0039	304-0096	329-0039	329-0096	354-0039	354-0096
R.450x500x635	304-0040	304-0097	329-0040	329-0097	354-0040	354-0097
R.500x500x635	304-0041	304-0098	329-0041	329-0098	354-0041	354-0098
R.600x500x635	304-0042	304-0099	329-0042	329-0099	354-0042	354-0099
900x500x635	304-0049	304-0106	329-0049	329-0106	354-0049	354-0106
1000x500x635	304-0050	304-0107	329-0050	329-0107	354-0050	354-0107
1200x500x635	304-0051	304-0108	329-0051	329-0108	354-0051	354-0108

MATERIALS AND CODIFICATION
MATERIAIS E CODIFICAÇÃO
MATÉRIEL ET CODIFICATION


Mobile cabinets
Móveis rodados
Meubles sur roulettes




L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
4 drawers 4 gavetas 4 tiroirs						
450x500x790	305-0001	305-0036	330-0001	330-0036	355-0001	355-0036
500x500x790	305-0002	305-0037	330-0002	330-0037	355-0002	355-0037
600x500x790	305-0003	305-0038	330-0003	330-0038	355-0003	355-0038
900x500x790	305-0083	305-0086	330-0189	330-0180	355-0176	355-0180
1000x500x790	305-0084	305-0087	330-0190	330-0181	355-0177	355-0181
1200x500x790	305-0085	305-0088	330-0191	330-0182	355-0199	355-0182
1 door 1 porta 1 porte						
L.450x500x790	305-0004	305-0039	330-0004	330-0039	355-0004	355-0039
L.500x500x790	305-0005	305-0040	330-0005	330-0040	355-0005	355-0040
L.600x500x790	305-0006	305-0041	330-0006	330-0041	355-0006	355-0041
R.450x500x790	305-0007	305-0042	330-0007	330-0042	355-0007	355-0042
R.500x500x790	305-0008	305-0043	330-0008	330-0043	355-0008	355-0043
R.600x500x790	305-0009	305-0044	330-0009	330-0044	355-0009	535-0044
2 doors 2 portas 2 portes						
900x500x790	305-0016	305-0051	330-0016	330-0051	355-0016	354-0051
1000x500x790	305-0017	305-0052	330-0017	330-0052	355-0017	354-0052
1200x500x790	305-0018	305-0053	330-0018	330-0053	355-0018	354-0053
1 door 1 drawer 1 porta 1 gaveta 1 porte 1 tiroir						
L.450x500x790	305-0010	305-0045	330-0010	330-0045	355-0010	355-0045
L.500x500x790	305-0011	305-0046	330-0011	330-0046	355-0011	355-0046
L.600x500x790	305-0012	305-0047	330-0012	330-0047	355-0012	355-0047
R.450x500x790	305-0013	304-0048	330-0013	330-0048	355-0013	355-0048
R.500x500x790	305-0014	304-0049	330-0014	330-0049	355-0014	355-0049
R.600x500x790	305-0015	304-0050	330-0018	330-0050	355-0015	355-0050
2 doors 2 drawers 2 portas 2 gavetas 2 portes 2 tiroirs						
900x500x790	305-0019	305-0054	330-0019	330-0054	355-0019	355-0054
1000x500x790	305-0020	305-0055	330-0020	330-0055	355-0020	355-0055
1200x500x790	305-0021	305-0056	330-0021	330-0056	355-0021	355-0056
L x W x H*	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED	EVOLUTION	ADVANCED
3 drawers 3 gavetas 3 tiroirs						
450x500x640	305-0022	305-0057	330-0022	330-0057	355-0022	355-0057
500x500x640	305-0023	305-0058	330-0023	330-0058	355-0023	355-0058
600x500x640	305-0092	305-0093	330-0176	330-0179	355-0178	355-0179
900x500x640	305-0097	305-0094	330-0177	330-0183	355-0188	355-0183
1000x500x640	305-0098	305-0095	330-0178	330-0184	355-0189	355-0184
1200x500x640	305-0099	305-0096	330-0188	330-0185	355-0190	355-0185
1 door 1 porta 1 porte						
L.450x500x640	305-0024	305-0059	329-0024	330-0059	355-0024	355-0059
L.500x500x640	305-0025	305-0060	329-0025	330-0060	355-0025	355-0060
L.600x500x640	305-0026	305-0061	329-0026	330-0061	355-0026	355-0061
R.450x500x640	305-0027	305-0062	330-0027	330-0062	355-0027	355-0062
R.500x500x640	305-0028	305-0063	330-0028	330-0063	355-0028	355-0063
R.600x500x640	305-0029	305-0064	330-0029	330-0064	355-0029	355-0064
2 doors 2 portas 2 portes						
900x500x640	305-0030	305-0065	330-0030	330-0065	355-0030	355-0065
1000x500x640	305-0030	305-0066	330-0031	330-0066	355-0031	355-0066
1200x500x640	305-0030	305-0067	330-3324	330-0067	355-3324	355-0067

*Length x Width x Height
*Comprimento x Largura x Altura
*Longueur x Largeur x Hauteur
L. - Open to the Left
- Abertura para a Esquerda
- Ouvert à Gauche
R. - Open to the Right
- Abertura para a Direita
- Ouvert à Droite

Side View
Vista Lateral
Vue Latérale



Furniture for bench
of 900 mm height
Móvel para bancada
de 900mm de altura
Meubles pour Pailasse
de 900 mm d'hauteur





Furniture for bench
of 750 mm height
Móvel para bancada
de 750 mm de altura
Meubles pour Pailasse
de 750 mm d'hauteur

Finishes
Acabamentos
Finitions

As previously shown, Industrial Laborum presents cabinets made of three (3) different materials, which can be made entirely of the same material or the fronts (drawer and door) can be produced from another material. The diagram below presents all possibilities, and the modules integrally in one material are standard, the others are optional.

Como apresentado anteriormente, a Industrial laborum apresenta armários fabricados de três (3) materiais diferentes, podendo ser feitos integralmente desse mesmo material ou as frentes, (gaveta e porta) serem produzidas de um outro material. O esquema abaixo apresenta todas as possibilidades, sendo que os módulos integralmente num só material são standard, os restantes são opcionais.

Comme indiqué précédemment, Industrial Laborum présente des armoires en (trois) 3 matériaux différents, qui peuvent être entièrement fabriqués dans le même matériel ou les façades (tiroir et porte) être fabriquées à partir d'un autre matériau. Le schéma ci-dessous présente toutes les possibilités, et les modules intégralement en un matériel sont standard, les autres sont optionnelles.



MELAMINE
MELAMINA
MÉLAMINE



STANDARD



U 908 - ST2



U 708 - ST9

STANDARD
MELAMINE
MELAMINA
MÉLAMINE



STANDARD



U 908 - ST2



U 708 - ST9

STEEL SHEET
CHAPA DE AÇO
TÔLE D'ACIER



STANDARD



RAL 9010



RAL 7035

STANDARD
STEEL SHEET
CHAPA DE AÇO
TÔLE D'ACIER



STANDARD



RAL 9010



RAL 7035

OPTIONAL | OPCIONAL | OPTIONNEL
MELAMINE
MELAMINA
MÉLAMINE



STANDARD



U 908 - ST2



U 708 - ST9

OPTIONAL | OPCIONAL | OPTIONNEL
COMPACT LAMINATED
COMPACTO FENOLICO
PHENOLIC COMPACT



STANDARD




B.E 0-00




B.E 0-02


Corner cabinet
Módulo de canto
Meuble d'angle



Baskets with top and bottom attachment for corner furniture.
Cestos com fixação superior e inferior para móvel de canto.
Paniers avec fixation supérieure et inférieure pour meubles d'angle.




STANDARD



OPTIONAL | OPCIONAL | OPTIONNEL

Shelves for corner furniture.
Prateleiras para móvel de canto.
Étagères pour meubles d'angle.


Optional components
Componentes opcionais
Composants optionnels




Lock of a lateral axis
Fechadura de um eixo lateral
Verrouillage d'un axe latéral



Mounting cut
Corte de encaixe
Coupe de montage



Lock for drawers
Fechadura para gavetas
Serrure pour tiroirs



3 drawers
3 gavetas
3 tiroirs

Cod. 754-1004

4 drawers
4 gavetas
4 tiroirs

Cod. 754-2001

4 drawers
4 gavetas
4 tiroirs

Cod. 754-2002



ibérica

Industrial Laborum

lab integrated systems

sede

Rua Alfredo Cunha, nº155, Loja 34
4450-023 Matosinhos
Portugal

instalações fabris

Sobreiro Torto, Branca - Apt. 187
3854-909 Albergaria-a-Velha
Portugal

delegação comercial

Rua Professor Mernáni Cidade 11b
1600-631 Lisboa , Portugal

T +351 234 529 500
F +351 234 525 263

www.industriallaborum.com